

CÂBLE D'INTERFACE POUR RS2 474-926

KERN

Ref. EKMP509



27/08/2024 08:38:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CÂBLE D'INTERFACE POUR RS2 474-926

KERN®

Ref. EKMP509

474-926 Câble d'interface RS-232 pour raccordement d'un appareil externe

Description

Longueur de câble env. 1,5 m
convient pour les séries KERN EW-N/EG-N et KERN PES/PEJ

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	4045761013926	Code douanier	84231090
Pays	Allemagne		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité emballée / Poids (kg)	0.253
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 08:38:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31
✉ info@gsh-med.fr