

DÉCOLLEUR DOUBLE DE SÉGURA 15 CM X 4 MM

Ref. ID28418



29/08/2024 12:26:26 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

DÉCOLLEUR DOUBLE DE SÉGURA 15 CM X 4 MM



Ref. ID28418

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040110943	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.007
Unité nue / Poids (kg)	0.007		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

29/08/2024 12:26:26 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr