

TARAUD DIAM 3.5 MM S/S

Ref. IT00001



27/08/2024 07:04:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TARAUD DIAM 3.5 MM S/S



Ref. IT00001

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040087979	Code douanier	9018908500
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 07:04:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.