

TROCARD HYDROCÈLE, 11 CM, DIA.3.5 MM

Ref. IT11411



27/08/2024 07:08:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

TROCARD HYDROCÈLE, 11 CM, DIA.3.5 MM



Ref. IT11411

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040031682	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	6	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	22	Unité emballée / Poids (kg)	0.039
Unité nue / Poids (kg)	0.039		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 07:08:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr