

TROCARD OSCHNER, 20 FG, 6,66 MM

Ref. IT11620



27/08/2024 07:10:02 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

TROCARD OSCHNER, 20 FG, 6,66 MM



Ref. IT11620

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040031750	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	3	Unité nue / Largeur (cm)	3.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	1	Unité nue / Hauteur (cm)	1.3
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité nue / Longueur (cm)	14
Unité emballée / Poids (kg)	0.043	Unité nue / Poids (kg)	0.043

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

27/08/2024 07:10:02 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr