

LEVIER À OS DE MINI-HOHMANN 17 CM X 6 MM

Ref. IL11818



27/08/2024 07:39:45 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

LEVIER À OS DE MINI-HOHMANN 17 CM X 6 MM



Ref. IL11818

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040038957	Code douanier	9018908500
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	1	Unité nue / Largeur (cm)	1.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.3
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité nue / Longueur (cm)	17.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.025	Unité nue / Poids (kg)	0.025
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 07:39:45 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr