

TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM, POUR VIS DIAM 3.2 MM

Ref. IT02432



 27/08/2024 07:55:19 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM,
POUR VIS DIAM 3.2 MM**

Ref. IT02432

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040040936	Code douanier	9018908500
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 07:55:19 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.