

HOUSSE DE TRANSPORT POUR BRANCARD SBRAN08_O



Ref. SBRAN02H



12/03/2025 02:02:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

HOUSSE DE TRANSPORT POUR BRANCARD SBRAN08_O



Ref. SBRAN02H

La housse de transport tres pratique

Description

Une housse de transport pour brancard pliant, ideale et tres pratique, grace a ses sangles et sa fermeture éclair a zip.

Dimensions : 105 cm x 25 cm x 12 cm

Matiere : 600 D

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040094564	Code douanier	94029000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	29	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	32	Unite emballee / Poids (kg)	0.477
Unite nue / Poids (kg)	0.477		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	60
Humidite mini	40	Humidite maxi	60

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

12/03/2025 02:02:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.