

DISSECTEUR DE WATSON-CHEYNE 200 MM X 12 MM



Ref. ID29003



27/08/2024 08:13:02 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**DISSECTEUR DE WATSON-CHEYNE
200 MM X 12 MM**

Ref. ID29003

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040044101	Code douanier	9018908500
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.4
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	20.3
Unité emballée / Poids (kg)	0.04	Unité nue / Poids (kg)	0.4
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 08:13:02 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr