

BOÎTE ALUMINIUM, 21 X 10 X 3 CM, GRISE

Ref. AA21103



26/08/2024 17:55:48 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**BOÎTE ALUMINIUM, 21 X 10 X 3 CM,
GRISE**

Ref. AA21103

Pratique pour le rangement des instruments de chirurgie

Description

- Stérilisation à chaud ou à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Ne pas laver dans un nettoyeur à ultrasons ni dans une machine à laver
- Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de décontamination

Format 21 x 10 x 3 cm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040000015	Code douanier	90184990
Garantie (mois)	12	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité nue / Largeur (cm)	10.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	3	Unité nue / Hauteur (cm)	3.7
Unité emballée / Longueur (cm)	22	Unité nue / Longueur (cm)	21
Unité emballée / Poids (kg)	0.189	Unité nue / Poids (kg)	0.189
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

26/08/2024 17:55:48 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr