

## BOÎTE À COTON, INOX, DIAMÈTRE 11 CM, HAUTEUR 14 CM

Ref. AI01114



26/08/2024 18:07:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BOÎTE À COTON, INOX, DIAMÈTRE 11 CM, HAUTEUR 14 CM



Ref. AI01114

Permet de stocker le coton pour protéger de la poussière

## Description

- Diamètre 110 cm
- Vendu avec couvercle pour une protection efficace et hygiénique
- Décontamination avec de l'eau savonneuse (ne pas utiliser de détergent)
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes) ou à l'air sec
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019208	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité nue / Largeur (cm)	11
Unité emballée / Hauteur (cm)	12	Unité nue / Hauteur (cm)	14
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité nue / Longueur (cm)	14
Unité emballée / Poids (kg)	0.362	Unité nue / Poids (kg)	0.362
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

26/08/2024 18:07:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)