

HARICOT INOX, 25 X 13,5 X 4 CM

Ref. AI12544



26/08/2024 18:13:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

HARICOT INOX, 25 X 13,5 X 4 CM



Ref. AI12544

Idéal pour ranger des instruments ou poser temporairement des déchets médicaux

Description

- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement
- Existe en différentes dimensions

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019338	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité nue / Largeur (cm)	13.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	10	Unité nue / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	28	Unité nue / Longueur (cm)	25
Unité emballée / Poids (kg)	0.187	Unité nue / Poids (kg)	0.187
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

26/08/2024 18:13:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr