

CONNECTEUR RAPIDE POUR TENSIONNÈTRE MANOPOIRE HOLTTEX



Ref. DS99012



 26/08/2024 19:20:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CONNECTEUR RAPIDE POUR TENSIONNÈTRE MANOPOIRE HOLTEx



Ref. DS99012

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040074566	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	9
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.8
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14
Unité emballée / Poids (kg)	0.01	Unité nue / Poids (kg)	0.01
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

26/08/2024 19:20:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr