

ALÈNE REDON, DROITE,
CHARRIÈRE 10, DIAM. 3.5 MM

Ref. IA08410



26/08/2024 19:35:13 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

**ALÈNE REDON, DROITE,
CHARRIÈRE 10, DIAM. 3.5 MM**

Ref. IA08410

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040006413	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	11
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	15.8
Unité emballée / Poids (kg)	0.018	Unité nue / Poids (kg)	0.018
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 26/08/2024 19:35:13 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.