

LEVIER A OS DE MINI-HOHMANN, 17 CM, 17 MM

Ref. IL11817



10/01/2025 02:00:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

LEVIER A OS DE MINI-HOHMANN, 17 CM, 17 MM



Ref. IL11817

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040020259	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	2	Unite nue / Largeur (cm)	2
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.7
Unite emballee / Longueur (cm)	17	Unite nue / Longueur (cm)	17
Unite emballee / Poids (kg)	0.097	Unite nue / Poids (kg)	0.097
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

10/01/2025 02:00:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr