

LEVIER A OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40 MM X 22 MM

Ref. IL11822



10/01/2025 03:55:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

LEVIER A OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40 MM X 22 MM



Ref. IL11822

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040020266	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	6	Unite nue / Largeur (cm)	6
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.3
Unite emballee / Longueur (cm)	29	Unite nue / Longueur (cm)	29.5
Unite emballee / Poids (kg)	0.117	Unite nue / Poids (kg)	0.117
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

10/01/2025 03:55:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr