

LEVIER À OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40 MM X 43 MM

Ref. IL11843



27/08/2024 01:58:22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

LEVIER À OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40 MM X 43 MM



Ref. IL11843

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040020303	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	4	Unité nue / Largeur (cm)	4.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.4
Unité emballée / Longueur (cm)	26	Unité nue / Longueur (cm)	26.7
Unité emballée / Poids (kg)	0.135	Unité nue / Poids (kg)	0.135
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 01:58:22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr