

**MAILLET COLLIN, DIA. 34 MM, 20
CM, 200 G, 2 TETES, INOX**

Ref. IM01220



10/01/2025 03:58:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MAILLET COLLIN, DIA. 34 MM, 20 CM, 200 G, 2 TETES, INOX



Ref. IM01220

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040020372	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	4	Unite nue / Largeur (cm)	3.4
Unite emballee / Hauteur (cm)	2	Unite nue / Hauteur (cm)	2.8
Unite emballee / Longueur (cm)	20	Unite nue / Longueur (cm)	20.7
Unite emballee / Poids (kg)	0.026	Unite nue / Poids (kg)	0.026
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

10/01/2025 03:58:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr