

MAILLET COLLIN, DIA. 34 MM, 20
CM, 500 G, 2 TÊTES, INOX

Ref. IM01250



27/08/2024 02:00:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MAILLET COLLIN, DIA. 34 MM, 20 CM, 500 G, 2 TÊTES, INOX



Ref. IM01250

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040020389	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	6	Unité nue / Largeur (cm)	6.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	4	Unité nue / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité nue / Longueur (cm)	21.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.637	Unité nue / Poids (kg)	0.637
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 02:00:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr