

PINCE DE BAKEY, CLAMP POUR COARCTATION, 20 CM, COUDÉE À 20°

Ref. IP19520



27/08/2024 03:03:54 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

PINCE DE BAKEY, CLAMP POUR COARCTATION, 20 CM, COUDÉE À 20°



Ref. IP19520

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040023328	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.1
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	27.6
Unité emballée / Poids (kg)	0.061	Unité nue / Poids (kg)	0.061
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 03:03:54 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr