

SEMELLE REVERDIN - PAUCHET

Ref. IS16100



27/08/2024 06:45:11 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SEMELLE REVERDIN - PAUCHET



Ref. IS16100

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030944	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	6	Unité nue / Largeur (cm)	6.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	3	Unité nue / Hauteur (cm)	3.5
Unité emballée / Longueur (cm)	28	Unité nue / Longueur (cm)	28
Unité emballée / Poids (kg)	0.18	Unité nue / Poids (kg)	0.15
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 06:45:11 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr