

PERFORATEUR À MAIN, POUR OS, CHIGNOLLE 3 MÈCHES



Ref. IP78000



27/08/2024 05:27:09 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PERFORATEUR À MAIN, POUR OS, CHIGNOLLE 3 MÈCHES



Ref. IP78000

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040028699	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	11	Unité nue / Largeur (cm)	11.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	3	Unité nue / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	27	Unité nue / Longueur (cm)	27.6
Unité emballée / Poids (kg)	1.421	Unité nue / Poids (kg)	1.421
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 05:27:09 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr