


## OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 3.7 V RECHARGEABLE USB - LUXAMED ®

Ref. A1.426.314

**LUXAMED®**



Rechargeable USB



13/03/2025 23:10:57 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 3.7 V RECHARGEABLE USB - LUXAMED ®

**LUXAMED®**

Ref. A1.426.314

Otoscope innovant au format de poche

### Description

Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques),  
pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limité.

- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule nécessaire
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Design de la tête optimisée
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcée, compatible avec la tête du dermatoscope et l'ophtalmoscope LED LuxaScope
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses
- Inclus 20 speculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de 4.0mm
- Chargeur inclus avec prise USB (adaptateur EU/UK/US)

Existe en :

- Blanc : A1.426.914
- Bleu : A1.426.214
- Gris : A1.426.314
- Noir : A1.426.114

📅 13/03/2025 23:10:57 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED  
3.7 V RECHARGEABLE USB -  
LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. A1.426.314

Caracteristiques

|                                    |                |                               |          |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                        | CE             | Dispositif Medical            | Classe I |
| Code barre                         | 04260381960065 | Code douanier                 | 90189084 |
| Garantie (mois)                    | 24             |                               |          |
| MESURES                            |                |                               |          |
| Unite emballee / Largeur (cm)      | 16             | Unite emballee / Hauteur (cm) | 4        |
| Unite emballee / Longueur (cm)     | 24             | Unite emballee / Poids (kg)   | 0.45     |
| Unite nue / Poids (kg)             | 0.115          |                               |          |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES |                |                               |          |
| Temperature mini                   | 5              | Temperature maxi              | 40       |
| Humidite mini                      | 10             | Humidite maxi                 | 90       |
| AUTRES CARACTERISTIQUES            |                |                               |          |
| Couleurs                           | Gris           |                               |          |


13/03/2025 23:10:57 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31  
 info@gsh-med.fr