

## LAME MACINTOSH DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O. REPLACABLE

Ref. E1.314.012

**LUXAMED®**



17/03/2025 21:08:02 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## LAME MACINTOSH DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O. REMPLACABLE


**LUXAMED®**

Ref. E1.314.012

Lames Macintosh de laryngoscopes LUXAMED® pour fibre optique remplaçable

### Description

Les lames Macintosh de laryngoscopes LUXAMED® pour fibre optique remplaçable sont disponibles en plusieurs tailles



|          | A(mm) | B(mm) |                  |
|----------|-------|-------|------------------|
| Taille 0 | 79    | 13    | Ref : E1.310.012 |
| Taille 1 | 91    | 20    | Ref : E1.311.012 |
| Taille 2 | 113   | 21    | Ref : E1.312.012 |
| Taille 3 | 131   | 22    | Ref : E1.313.012 |
| Taille 4 | 154   | 24    | Ref : E1.314.012 |
| Taille 5 | 176   | 25    | Ref : E1.315.012 |

- Lame pour fibre optique remplaçable
- Conçue en acier inoxydable de haute qualité pour une longue durée de vie
- 5500 fibres pour atteindre une durée de vie et une intensité lumineuse maximales
- Éclairage optimal avec la plus grande section possible (4mm de diamètre)
- Éclairage d'environ 10 500 Lux pour 3.7V et 2.5V LED
- Compatible avec tous les manches conformes à l'ISO 7376 (standard écoresponsable)
- Autoclavable jusqu'à 134°C (environ 4 000 fois)
- Datamatrix avec toutes les informations importantes pour la traçabilité

17/03/2025 21:08:02 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## LAME MACINTOSH DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O. REPLACABLE

**LUXAMED®**

Ref. E1.314.012

### Caracteristiques

|                                           |                |                               |          |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                               | CE             | Dispositif Medical            | Classe I |
| Code barre                                | 04260381960416 | Code douanier                 | 90189084 |
| Garantie (mois)                           | 24             |                               |          |
| <b>MESURES</b>                            |                |                               |          |
| Unite emballee / Largeur (cm)             | nc             | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc       |
| Unite emballee / Longueur (cm)            | nc             | Unite emballee / Poids (kg)   | nc       |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b> |                |                               |          |
| Temperature mini                          | 5              | Temperature maxi              | 40       |
| Humidite mini                             | 10             | Humidite maxi                 | 90       |
| <b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>            |                |                               |          |
| Taille                                    | Taille 4       |                               |          |

17/03/2025 21:08:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)