


STATION MURALE AVEC UN MANCHE SANS TETE

LUXAMED®

Ref. W9.316.114



 08/03/2025 00:49:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

STATION MURALE AVEC UN MANCHE SANS TETE

LUXAMED®

Ref. W9.316.114

Station murale avec un manche sans tete

Description

Station murale permettant d'accueillir le necessaire de l'aide au diagnostic, pratique au quotidien et repondant aux besoins de l'hopital, clinique ou cabinet prive.

- Alimentation electrique sur secteur 220 V/110V : 1 cable d'alimentation + 1 adaptateur EU/GB/US inclus
- Arret automatique apres 3 min de non utilisation.
- Variateur de luminosite avec une simple pression longue sur le bouton.

Existe aussi en version :

- Station murale avec otoscope, ophtalmoscope et distributeur de speculums*
- Station murale avec otoscope et distributeur de speculums*

*Speculums non inclus avec le distributeur

Le dispositif est propose uniquement avec le manche, il doit etre complete d'une tete d'otoscope, de dermatoscope ou d'ophtalmoscoque.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	4260381965022	Code douanier	94054090000
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			

08/03/2025 00:49:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr