



DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 3.7 V RECHARGEABLE USB - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. C1.426.114



Rechargeable USB



18/03/2025 19:16:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 3.7 V RECHARGEABLE USB - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. C1.426.114

Dermatoscope innovant en format de poche rechargeable via un port USB.*

Sans plaque de contact graduée.

Description

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limite.
- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule necessaire.
- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilite
- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion
- Design de la tete optimise
- Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite pour eviter l'eblouissement
- Arret automatique apres 3 minutes
- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Temperature de couleur, environ : 4 200 K
- Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre renforce, compatible avec la tete de l'otoscope et de l'ophtalmoscope Luxascope LED
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation electrique : 1 batterie lithium-ion rechargeable 3,7 V, incluse
- Inclus chargeur avec prise USB (adaptateur EU/UK/US)
- Disponible en blanc (C1.426.914) et noir (C1.426.114)



18/03/2025 19:16:53 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 3.7 V RECHARGEABLE USB - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. C1.426.114

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	04260381963431	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Noir		

18/03/2025 19:16:53 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr