


SAC EMERGENCY'S GRANDE CAPACITE

EMERGENCY'S™

Ref. MEEMER03_O



05/03/2025 21:20:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SAC EMERGENCY'S GRANDE CAPACITE

EMERGENCY'S™

Ref. **MEEMER03_O**

Destine a transporter les materiels de secours les + fragiles

Description

- Quatre compartiments pour supports interieurs et compartiment haute capacite.
- Pochette transparente dans le rabat interieur, concue afin de voir et d'organiser le materiel facilement, grace a la gomme-elastiques qui garantit une fixation correcte
- Cinq poches exterieures, deux poches laterales, l'une sur le dos et une sur le dessus et une poche frontale qui peut etre divisee en interne grace a des poches et bandes de caoutchouc
- Base du sac impermeable
- Zips haute resistance
- Bandes reflechissantes
- Poignees renforcees et bretelles
- Porte carte externe
- Dimensions : 55 x 31.5 x 33 cm, capacite 38 L
- Dimensions interieures : 40 x 20 x 24 cm
- Materiau 600D Polyester
- Poids 1.76 kg
- Vendu vide
- 3 coloris disponibles : Rouge (MEEMER03_R), Bleu (MEEMER03_B) et Orange (MEEMER03_O)

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040202891	Code douanier	420212
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	28	Unite nue / Largeur (cm)	31.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	20	Unite nue / Hauteur (cm)	33
Unite emballee / Longueur (cm)	50	Unite nue / Longueur (cm)	55
Unite emballee / Poids (kg)	1.8	Unite nue / Poids (kg)	1.76

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
------------------	----	------------------	----

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr