

MANOPOIRE SPENGLER LIAN NM

Ref. 310040



CE
0459



18/03/2025 19:18:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MANOPOIRE SPENGLER LIAN NM



Ref. 310040

Description

Manometre pour tensiometre manopoire Lian NM de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446028367	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.3
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	20	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

18/03/2025 19:18:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr