

## ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI NEW ASKIR 20 BOCAL POLYCARBONATE 2L



Ref. BCPOLY07



CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE

📅 19/03/2025 21:44:08 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI NEW ASKIR 20 BOCAL POLYCARBONATE 2L



Ref. BCPOLY07

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

### Description

Aspirateur à mucosites Ca-mi New Askir 20, bocal polycarbonate autoclavable 2000 ml, 16 l/min

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: ORL, Soins à domicile, Chambre, Trachéotomie.

- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Pied sur roulettes en option
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg
- Débit libre d'air max : 16 l/min
- Niveau Sonore : 60, 5 dBA
- Cycle de fonctionnement : Ininterrompu
- Poids : 2,5 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

 19/03/2025 21:44:08 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI  
NEW ASKIR 20 BOCAL  
POLYCARBONATE 2L**Ref. **BCPOLY07****Caracteristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661040200095	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	2.5
Unite nue / Poids (kg)	2.5		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	1	Humidite maxi	85
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			

19/03/2025 21:44:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)