


TUNIQUE FEMME, IRIS LYOCELL, HOLTEx

Ref. WMIRI07_93



12/03/2025 01:03:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

TUNIQUE FEMME, IRIS LYOCELL, HOLTEx



Ref. WMIRI07_93

La tunique medicale femme ecoresponsable

Description

- Tunique femme blanche a manches courtes,
- Ecoresponsable : 50% Lyocell (fibre d'eucalyptus) et 50% Polyester,
- Encolure arrondie,
- Ouverture laterale avec boutonnage a pression
- Jolies finitions avec lisere blanc aux 3 poches plaquees et aux manches Kimono,
- Serge, 215g/m2,
- Existe de la Taille 0 a la Taille 6.

La tunique medicale ecologique et responsable Holtex apporte un confort et une solidite supplementaires a une tunique classique en poly-coton : qualite superieure, une solidite accrue, entretien facile et une aisance maximale. Sa coupe feminine est traditionnelle et moderne a la fois, correspond parfaitement aux attentes des professionnelles du medical et paramedical : Infirmieres, aides-soignantes, medecins, puericultrices, kinesitherapeutes, assistantes dentaires, audioprothesistes, dieteticiennes, podologues, orthophonistes, osteopathes, etc.

Le Lyocell est un materiau naturel, fabrique a partir de pate de bois d'eucalyptus.

- Doux, leger, confortable et legerement elastique,
- Facile a entretenir, resistant aux plis, il ne peluche pas.
- Antibacterien, hypoallergenique, respirant, il absorbe l'humidite (jusqu'a 50% de plus que le coton) : il est ideal pour les peaux sensibles.
- Respectueux de l'environnement : la culture de l'eucalyptus necessite beaucoup moins d'eau et de pesticides que le coton.

 12/03/2025 01:03:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TUNIQUE FEMME, IRIS LYOCCELL, HOLTEX



Ref. WMIRI07_93

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661041009437	Code douanier	6211433100
Pays	Tunisie		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Blanchiment	Blanchissement interdit	Lavage	Lavage a 60°C
Modele	Modele femme	Nettoyage	Nettoyage a sec
Unite emballee / Quantite	1	Taille	Taille 3

12/03/2025 01:03:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr