

BRASSARD SPENGLER VAQUEZ- LAUBRY CLINIC



Ref. 338010



08/03/2025 00:45:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD SPENGLER VAQUEZ-LAUBRY CLINIC



Ref. 338010

Description

Brassard CLINIC, en Polymex®, avec système d'obturation intégré pour la décontamination par immersion, fermeture par velcro.
 Marquages réglementaires graves et inaltérables.
 Existe en taille S, M ou L

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028572	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	13	Unite emballee / Hauteur (cm)	1
Unite emballee / Longueur (cm)	20	Unite emballee / Poids (kg)	0.08
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantité	1		

📅 08/03/2025 00:45:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
 13290 Aix-en-Provence | France
 🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31
 ✉ info@gsh-med.fr