

**BRASSARD SPENGLER VAQUEZ-
LAUBRY CLINIC**



Ref. 338020



 08/03/2025 00:50:09 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD SPENGLER VAQUEZ-LAUBRY CLINIC



Ref. 338020

Description

Brassard CLINIC, en Polymex®, avec système d'obturation intégré pour la décontamination par immersion, fermeture par velcro.
 Marquages réglementaires graves et inaltérables.
 Existe en taille S, M ou L

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028589	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	9	Unite emballee / Hauteur (cm)	1
Unite emballee / Longueur (cm)	13	Unite emballee / Poids (kg)	0.048
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantité	1		

📅 08/03/2025 00:50:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
 13290 Aix-en-Provence | France
 🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31
 ✉ info@gsh-med.fr