


## STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER PEDIATRIQUE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507214



05/03/2025 21:19:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER PEDIATRIQUE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507214

### Le stethoscope polyvalent de Spengler

### Description

Pour l'auscultation pediatrique.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double frequence :
  - Pression legere pour une ecoute des basses frequences (vasculaire et cardiaque)
  - Pression ferme pour une ecoute des hautes frequences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Disponible en Noir ou Bleu Azur

Azur : Ref 507214

Noir : Ref 507210

### Caracteristiques

|                                    |               |                               |          |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                        | CE            | Dispositif Medical            | Classe I |
| Code barre                         | 3700446009137 | Code douanier                 | 90181990 |
| Garantie (mois)                    | 60            |                               |          |
| MESURES                            |               |                               |          |
| Unite emballee / Largeur (cm)      | nc            | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc       |
| Unite emballee / Longueur (cm)     | nc            | Unite emballee / Poids (kg)   | 0.375    |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES |               |                               |          |
| Temperature mini                   | -10           | Temperature maxi              | 40       |
| Humidite mini                      | NA            | Humidite maxi                 | 95       |
| AUTRES CARACTERISTIQUES            |               |                               |          |
| Couleurs                           | Azur          | Unite emballee / Quantite     | 1        |

05/03/2025 21:19:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)