

STETHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON



Ref. 507700



05/03/2025 20:51:33 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON



Ref. 507700

Le stethoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

Description

HAUTE QUALITE ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute resolution
- Membrane haute resolution

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapte a l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour reduire le poids

Disponible en couleur Carbone (507702), Myrtille (507700), Corail (507701) ou Rose Poudre (507703)

Existe en double pavillon (pavillon adulte et cloche).

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446029869	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.226
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Myrtille	Unite emballee / Quantite	1

 05/03/2025 20:51:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr