

## STETHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON



Ref. 507702



05/03/2025 20:57:46 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# STETHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON



Ref. 507702

**Le stethoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.**

## Description

### HAUTE QUALITE ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute resolution
- Membrane haute resolution

### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapte a l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour reduire le poids

Disponible en couleur Carbone (507702), Myrtille (507700), Corail (507701) ou Rose Poudre (507703)

Existe en double pavillon (pavillon adulte et cloche).

## Caracteristiques

|                                           |               |                               |          |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                               | CE            | Dispositif Medical            | Classe I |
| Code barre                                | 3700446029883 | Code douanier                 | 90181990 |
| Garantie (mois)                           | 60            |                               |          |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |          |
| Unite emballee / Largeur (cm)             | nc            | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc       |
| Unite emballee / Longueur (cm)            | nc            | Unite emballee / Poids (kg)   | 0.226    |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b> |               |                               |          |
| Temperature mini                          | NA            | Temperature maxi              | NA       |
| Humidite mini                             | NA            | Humidite maxi                 | NA       |
| <b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>            |               |                               |          |
| Couleurs                                  | Carbone       | Unite emballee / Quantite     | 1        |

 05/03/2025 20:57:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31  
 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)