

STETHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON



Ref. 507703



05/03/2025 21:05:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON



Ref. 507703

Le stethoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

Description

HAUTE QUALITE ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute resolution
- Membrane haute resolution

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapte a l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour reduire le poids

Disponible en couleur Carbone (507702), Myrtille (507700), Corail (507701) ou Rose Poudre (507703)

Existe en double pavillon (pavillon adulte et cloche).

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446029890	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.226

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleurs	Rose Poudre	Unite emballee / Quantite	1
----------	-------------	---------------------------	---

 05/03/2025 21:05:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr