

## MOBI MANOPOIRE SANS BRASSARD SPENGLER



Ref. 513702M



CE  
0459

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**Im**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**1** AN  
1 YEAR  
GUARANTEE



18/03/2025 19:16:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# MOBI MANOPOIRE SANS BRASSARD SPENGLER



Ref. 513702M

**Elegant et colore, le tensiometre MOBI revolutionne le tensiometre aneroide grace a sa nouvelle connectique brevete.**

## Description

Manopire seul, livre sans brassard et sans tubulure.

- **AMBIDEXTRE** : Mobi est specialement etudie pour etre ambidextre, choisissez votre configuration et changez la position de la valve de decompression, de la connectique « LIFE LINK® » et de la cuillere.

- **POIRE ERGONOMIQUE** : La poire ergonomique est adaptee a toutes les morphologies de mains et offre un gain de volume de 11% sur les poires traditionnelles.

- **VALVE DE PRECISION** : MOBI est equipe d'une valve de decompression dont la forme est etudiee pour offrir la meilleure sensibilite lors de la decompression mais aussi une tres bonne ergonomie et prise en main.

- **RESISTANT AUX CHOCS** : De par sa construction en plastique ABS, sa double coque interne et sa partie arriere en elastomere, MOBI est specialement etudie pour offrir une grande resistance aux chocs et aux chutes du quotidien.

- **COLORE** : Mobi existe en 4 couleurs : Carbone (513702M), Myrtille (513700M), Corail (513701M) et Rose poudre (513703M)

A noter que le manopire Mobi est a equiper avec une tubulure « LIFE LINK® » qui permet le changement de brassard en moins d'une seconde et assure l'etancheite entre le manometre et la tubulure. Ce manopire est a connecter au brassard facile avec connectique « LIFE LINK® » ; en revetement TPU, il est plus leger et d'une grande facilite de nettoyage.

 18/03/2025 19:16:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## MOBI MANOPOIRE SANS BRASSARD SPENGLER



Ref. 513702M

### Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446028268	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	12	Pays	France
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.223
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	20	Humidite maxi	85
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Couleurs	Carbone	Unite emballee / Quantite	1

18/03/2025 19:16:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)