

MOBI MANOPOIRE SANS BRASSARD SPENGLER



Ref. 513703M



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 AN
1 YEAR
GUARANTEE



18/03/2025 19:15:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MOBI MANOPOIRE SANS BRASSARD SPENGLER



Ref. 513703M

Elegant et colore, le tensiometre MOBI revolutionne le tensiometre aneroide grace a sa nouvelle connectique brevete.

Description

Manopire seul, livre sans brassard et sans tubulure.

- **AMBIDEXTRE** : Mobi est specialement etudie pour etre ambidextre, choisissez votre configuration et changez la position de la valve de decompression, de la connectique « LIFE LINK® » et de la cuillere.

- **POIRE ERGONOMIQUE** : La poire ergonomique est adaptee a toutes les morphologies de mains et offre un gain de volume de 11% sur les poires traditionnelles.

- **VALVE DE PRECISION** : MOBI est equipe d'une valve de decompression dont la forme est etudiee pour offrir la meilleure sensibilite lors de la decompression mais aussi une tres bonne ergonomie et prise en main.

- **RESISTANT AUX CHOCS** : De par sa construction en plastique ABS, sa double coque interne et sa partie arriere en elastomere, MOBI est specialement etudie pour offrir une grande resistance aux chocs et aux chutes du quotidien.

- **COLORE** : Mobi existe en 4 couleurs : Carbone (513702M), Myrtille (513700M), Corail (513701M) et Rose poudre (513703M)

A noter que le manopire Mobi est a equiper avec une tubulure « LIFE LINK® » qui permet le changement de brassard en moins d'une seconde et assure l'etancheite entre le manometre et la tubulure. Ce manopire est a connecter au brassard facile avec connectique « LIFE LINK® » ; en revetement TPU, il est plus leger et d'une grande facilite de nettoyage.

 18/03/2025 19:15:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MOBI MANOPOIRE SANS BRASSARD SPENGLER



Ref. 513703M

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446028275	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	12	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.223
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	20	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Rose Poudre	Unite emballee / Quantite	1

18/03/2025 19:15:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr