


BRASSARD GRIS SPENGLER (S) (16-24CM) POUR TENSIONIC ET AUTOTENSIO



Ref. 527462



19/02/2025 21:19:26 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD GRIS SPENGLER (S) (16-24CM) POUR TENSIONIC ET AUTOTENSIO



Ref. 527462

Description

Brassard gris petit adulte/enfant (S) (16-24cm) pour tensiometre electronique TENSIONIC et AUTOTENSIO de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446022969	Code douanier	90262040
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.102
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

19/02/2025 21:19:26 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr