

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED ®

**LUXAMED®**

Ref. C1.516.114



**+ Graduation**




13/03/2025 23:21:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED ®

**LUXAMED®**

**Ref. C1.516.114**

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact graduee.

Disponible en plusieurs coloris.

### Description

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pour une image tres detaillee et une lumiere homogene.
- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule necessaire.
- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilite
- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion
- Design de la tete optimise
- Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite pour eviter l'eblouissement
- Arret automatique apres 3 minutes
- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Temperature de couleur : environ 4 200 K
- Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre renforce, compatible avec la tete de l'otoscope et d'ophthalmoscope Luxascope CCT
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses

Disponible en :

- Blanc : C1.516.914
- Bleu clair : C1.516.934
- Jaune : C1.516.944
- Fuschia : C1.516.974
- Jaune : C1.516.944
- Kids : C1.916.914
- Noir : C1.516.114
- Vert : C1.516.954
- Violet : C1.516.964

 13/03/2025 23:21:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED  
2.5 V, GRADUE - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. C1.516.114

Caracteristiques

|                                    |                |                               |           |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| Marquage CE                        | CE             | Dispositif Medical            | Classe I  |
| Code barre                         | 04260381963424 | Code douanier                 | 90189084  |
| Garantie (mois)                    | 24             | Pays                          | Allemagne |
| MESURES                            |                |                               |           |
| Unite emballee / Largeur (cm)      | nc             | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc        |
| Unite emballee / Longueur (cm)     | nc             | Unite emballee / Poids (kg)   | nc        |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES |                |                               |           |
| Temperature mini                   | 5              | Temperature maxi              | 40        |
| Humidite mini                      | 10             | Humidite maxi                 | 90        |
| AUTRES CARACTERISTIQUES            |                |                               |           |
| Couleurs                           | Noir           |                               |           |


13/03/2025 23:21:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31  
 info@gsh-med.fr