

PESE-PERSONNE KERN MGD, PLATEAU VERRE, ECRAN LCD, PORTEE MAX 250 KG

KERN®

Ref. **EKMGD02**



12/02/2025 22:30:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**PESE-PERSONNE KERN MGD,
PLATEAU VERRE, ECRAN LCD,
PORTEE MAX 250 KG**

KERN®

Ref. **EKMGD02**

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3361040000199	Code douanier	84231090
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
Unite nue / Poids (kg)	7.5		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

 12/02/2025 22:30:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr