


BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)



Ref. 337845



10/03/2025 22:23:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)



Ref. 337845

Description

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiometres manopoles Spengler Clinic
 Taille XS, S, M, L
 Connecteur 1/4 tour femelle DSP316151

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028404	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.1
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 10/03/2025 22:23:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
 13290 Aix-en-Provence | France
 🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31
 ✉ info@gsh-med.fr