

BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON



Ref. 332029



28/03/2025 21:12:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON



Ref. 332029

Description

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute resistance.
Tubulure jumelee 7,5 cm equipee de raccords rapides CPC.
Marquages normalises.
Lavable a 30-40°.

Existe en taille XS, XS, S, M, L

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446008796	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonesie

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.094

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

28/03/2025 21:12:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr