


MARTEAU A REFLEXES BABINSKI SPENGLER, ADULTE, 25 CM



Ref. M05-320-280



27/03/2025 21:05:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MARTEAU A REFLEXES BABINSKI SPENGLER, ADULTE, 25 CM



Ref. M05-320-280

Marteau a reflexes BABINSKI Spengler - tete avec deux positions possibles

Description

- Manche avec pointe sur la vis
- Tete devissable 2 positions
- Longueur 25 cm
- Existe en coloris bleu (M05-320-260), noir (M05-320-250) et rouge (M05-320-280)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040215471	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	60	Pays	Pakistan

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	25
Unite emballee / Poids (kg)	0.089	Unite nue / Poids (kg)	0.089

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleurs	Rouge	Unite emballee / Quantite	1
----------	-------	---------------------------	---

27/03/2025 21:05:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr