

BRASSARD + POCHE 2T (60+10 CM RACCORD + POIRE COMPLETE)



Ref. 335101



31/03/2025 21:51:11 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD + POCHE 2T (60+10 CM RACCORD + POIRE COMPLETE)



Ref. 335101

Description

Brassards avec poche double tubulure et raccord rapide (tube 60 cm + poire + robinet Classic, tube 10 cm + embout metal a vis male).

Existe en :

Adulte (M), nylon, velcro, noir (335111)

Adulte (L), nylon, noir (335101)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028459	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonesie

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.31

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

31/03/2025 21:51:11 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand

13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr