

LAME MCCOY DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O. REMPLACABLE

LUXAMED®

Ref. E1.344.012

CE



31/03/2025 21:51:25 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr


LAME MCCOY DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O. REMPLACABLE

LUXAMED®**Ref. E1.344.012**

Lame Mc Coy de laryngoscopes LUXAMED® pour fibre optique remplaçable

Description

Les lames Mc Coy de laryngoscopes LUXAMED® sont disponibles en plusieurs tailles. Le bout de la fibre optique peut être recourbé davantage pour une meilleure intubation.



- Lame de laryngoscope pour fibre optique remplaçable
- le bout de la lame amovible facilite les intubations et réduit les risques de blessures.
- Conçue en acier inoxydable de haute qualité pour une longue durée de vie
- Nettoyage et stérilisation faciles car pas de nid de poussière
- 5500 fibres pour atteindre une durée de vie et une intensité lumineuse maximales
- Éclairage optimal avec la plus grande section possible (4mm de diamètre)
- Éclairage d'environ 10 500 Lux pour 3.7V et 2.5V LED
- Compatible avec tous les manches conformes à l'ISO 7376 (standard écoresponsable)
- Autoclavable jusqu'à 134°C (environ 4 000 fois)
- Datamatrix avec toutes les informations importantes pour la traçabilité

Disponible en taille 2 (E1.342.012), taille 3 (E1.343.012) et en taille 4 (E1.344.012)

31/03/2025 21:51:25 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LAME MCCOY DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O. REMPLACABLE

LUXAMED®

Ref. E1.344.012

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381960638	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Taille	Taille 4		

 31/03/2025 21:51:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr