

## MASTER PALM 2 - OXYMETRE PORTABLE SPENGLER



Ref. 223000

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2** ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



02/04/2025 22:44:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## MASTER PALM 2 - OXYMETRE PORTABLE SPENGLER



Ref. 223000

**L'oxymetre de pouls MASTER PALM 2® est l'oxymetre de pouls specialement concu pour les professionnels**

### Description

Un oxymetre pour tous les patients, grace a un large choix de capteurs pour s'adapter a tous les patients

Legerete et exceptionnelle autonomie, il est rapide, precis et polyvalent.

Sa technologie permet d'intervenir rapidement sur tous les types de patients de l'adulte au neonat, afin de relever precisement leur saturation en oxygene et leur frequence de pouls.

- Technologie adaptee aux adultes comme aux neonat
- Autonomie exceptionnelle
- Ecran HD avec fonction rotation automatique qui permet d'optimiser l'utilisation de l'espace et la lisibilite en proposant une disposition verticale ou horizontale.
- 2 modes d'affichage : Chiffres et Courbe SpO2
- Affichage du pouls, de la courbe de plethysmographie, de la SpO2 et de la courbe de SpO2
- Entierement parametrable, il permet de regler l'alarme, l'affichage, le son, les reglages systeme
- Fonction monitoring (alarme et memoires)
- Leger et compact 58,5 x 123 x 28 mm
- Livre avec capteur SpO2 adulte rigide et 3 piles AA

Des accessoires sont disponibles en supplement selon vos preferences : batterie rechargeable et socle de recharge, capteurs pediatriques ou neonatal, capteurs souples ou clip, sacoche de transport, etc ...

### Caracteristiques

|                                           |               |                               |            |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Marquage CE                               | CE0123        | Dispositif Medical            | Classe IIa |
| Code barre                                | 3700446025380 | Code douanier                 | 9018199000 |
| Garantie (mois)                           | 24            | Pays                          | Chine      |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |            |
| Unite emballee / Largeur (cm)             | nc            | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc         |
| Unite emballee / Longueur (cm)            | nc            | Unite emballee / Poids (kg)   | 0.718      |
| Unite nue / Poids (kg)                    | 0.718         |                               |            |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b> |               |                               |            |
| Temperature mini                          | -20           | Temperature maxi              | 55         |
| Humidite mini                             | 15            | Humidite maxi                 | 85         |
| <b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>            |               |                               |            |
| Unite emballee / Quantite                 | 1             |                               |            |

02/04/2025 22:44:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)