

CARDIOMATE EVI 7" TABLETTE ECG SPENGLER



Ref. 260050



02/04/2025 22:39:22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

CARDIOMATE EVI 7" TABLETTE ECG SPENGLER



Ref. 260050

La tablette CARDIOMATE EVI 7", avec 2 ans d'extension de garantie!

Description

Une tres grande simplicité d'utilisation :

- Ecran tactile couleur 7"
- Portable : taille compacte et poids léger, facile a transporter : 0,8kg et 197 x 112,4 x 26,1 mm
- Batterie grande capacité, rechargeable sur secteur
- Permet d'imprimer directement les ECG sur une imprimante via reseau wifi

Une technologie performante :

- Grande precision : vitesse d'échantillonnage 32 000 Hz
- Detection et marquage du stimulateur cardiaque
- Interpretation automatique (Glasgow) et calcul des intervalles
- Saisie des informations patients a l'aide d'un clavier ou d'un lecteur de code barre
- Visualisation des 12 pistes en meme temps que l'interpretation automatique et les calculs des intervalles. (possibilite 18 derivations, autre tablette en option)

Export de donnees vi wifi ou port USB sous .pdf ou .xml

Spengler vous propose en ce moment une offre remarquable:

- un mini sac De Boissy Eiffel
- une aide a l'installation et au parametrage de la communication avec PC
- 2 ans supplémentaires de garantie, soit 3 ans au total

ACCESSOIRES

- Un cable d'alimentation
- Un cable patient
- Des electrodes (pinces)/(ventouses)
- Un adaptateur secteur
- Une batterie

02/04/2025 22:39:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

- Un manuel operationnel

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	6971049341789	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	10	Unite emballee / Hauteur (cm)	28
Unite emballee / Longueur (cm)	33	Unite emballee / Poids (kg)	2.8
Unite nue / Poids (kg)	0.8		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	15	Humidite maxi	95
AUTRES CARACTERISTIQUES			