

TENSIOMETRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE A ROULETTES AVEC BRASSARD ADULTE (M)



Ref. 522705

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I_m
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE



02/04/2025 22:41:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TENSIOMETRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE A ROULETTES AVEC BRASSARD ADULTE (M)



Ref. 522705

La technologie SPENGLER dans un tensiometre dote d'un cadran d'un diametre de 147mm.

Description

GRANDE PRECISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montee en pression lineaire

CONFORT

- Ambidextre
- Mesure lisible a distance
- Tubulure spiralee de 2,5 metres
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Panier de rangement derriere le cadran
- Livre avec socle a roulettes

BRASSARD

- Livre avec brassard taille M, nylon

OPTION

- 3 tailles de brassards (S, M, L) disponibles

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446028152	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	4.16
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/04/2025 22:41:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr