

ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI NEW ASKIR 230/12V BR BOCAL POLYCARB 1L



Ref. BCASPI18



02/04/2025 22:58:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI NEW ASKIR 230/12V BR BOCAL POLYCARB 1L



Ref. BCASPI18

Aspirateur chirurgical électrique destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et tracheales chez les adultes et les enfants. Il est idéal pour les applications d'urgence et pour les traitements postopératoires à domicile.

Description

Trois options différentes de fonctionnement : doté d'un adaptateur AC/DC, d'une batterie rechargeable ou d'une tension de 12V, cet aspirateur chirurgical est une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.

Principales applications: Urgences, Soins domiciles, Transfert du patient, Chambre, Trachéotomie, Med. Vétérinaire

- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.
- Pied à roulettes en option
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / Tuyaux Silicone (autoclavables) 6x10mm et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko / Cable allume-cigare 12V
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- 3 types d'alimentation : 14V 4A avec Adaptateur Universel mod. UE60-140429SPA3 (100-240V~ - 50/60Hz - 100VA) / Batterie interne rechargeable Pb (12V 4A) - Autonomie 80min - Temps de charge 240min / Adaptateur automobile (12V 1,9A)
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg
- Débit libre d'air max : 16 l/min
- Niveau Sonore : 63 dBA
- Cycle de fonctionnement : Ininterrompu
- Poids : 4,9 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

📅 02/04/2025 22:58:30 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI NEW ASKIR 230/12V BR BOCAL POLYCARB 1L



Ref. BCASPI18

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	8054619100370	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	21	Unite emballee / Hauteur (cm)	24
Unite emballee / Longueur (cm)	37	Unite emballee / Poids (kg)	4.6
Unite nue / Poids (kg)	3.5		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-25	Temperature maxi	70
Humidite mini	1	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			

02/04/2025 22:58:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr